

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 20.12.2010	Modulo STD
--------------------------------------	----------------------	-------------------

LTM5xx	Sistema per terapia a compressione sequenziale
---------------	---

Destinazione d'uso

Dispositivo per presso terapia indicata per drenaggio linfatico.

Caratteristiche principali

Presso terapia sequenziale, realizzata appositamente per il drenaggio linfatico. Le sezioni che compongono i bracciali ed i gambali sono parzialmente sovrapposte, si gonfiano e si sgonfiano sequenzialmente eliminando ogni apertura tra sezioni e riducendo la possibilità di liquido stagnante. La compressione inizia nella sezione distale e si muove alla sezione prossimale, aiutando l'incremento del drenaggio del fluido. La pressione del sistema può essere regolata tramite il comando posto sul fronte della pompa.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	<i>MORETTI S.P.A.</i>
Paese di produzione	<i>TAIWAN</i>
Classe di dispositivo 93/42	<i>Classe I</i>
Codice di classificazione GMDN	<i>10849</i>
Codice di classificazione CND	<i>Z120607</i>

MATERIALI PRINCIPALI GAMBALI BRACCIALI

Nylon	Poliuretano
-------	-------------

DATI TECNICI POMPA

Alimentazione	<i>230V / 50 Hz</i>
Pressione erogata	<i>30 – 80 mmHg</i>
Uscita d'aria	<i>4,5 Litri / Min</i>
Tempo di un ciclo	<i>3,6 Minuti</i>
Dimensioni compressore	<i>24x13x10cm</i>
Uscite	<i>2 / 3</i>

VARIANTI

LTM500 – 2 Uscite	LTM503 – 3 Uscite
--------------------------	--------------------------

RICAMBI

LTM520	Gambale grande	3 Sezioni	84x31cm Circonferenza 78cm
LTM510	Bracciale grande	3 Sezioni	78x22cm Circonferenza 63 cm
LTM515	Gambale corto	2 Sezioni	50x31cm Circonferenza 59,5 cm
LTM525	Bracciale corto	2 Sezioni	53x20cm Circonferenza 54,5