

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 05 – 17.05.2023	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RP755T	Deambulatore smontabile con appoggio antibrachiale.
--------	---

Destinazione d'uso

Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

Caratteristiche principali

Deambulatore smontabile sottoascellare realizzato per sostenere persone con difficoltà di movimento. Costruito in acciaio verniciato con 4 ruote piroettanti di mm 100 di cui 2 con freno, appoggio antibrachiale regolabile in altezza con impugnature regolabili in inclinazione e larghezza. I deambulatori possono essere utilizzati con un sedile imbottito (optional).

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE








Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	45849
Codice di classificazione EMDN – CND	Y120612
Repertorio dei Dispositivi Medici	2369938
Codice nomenclatore DM 332/99	12.06.09.006
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.06.12.003

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	130 kg
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Tubo	Acciaio Verniciato
Appoggio antibrachiale	Polipropilene

PESO E DIMENSIONI								
Peso	11 Kg. ca							
Ruote	10 Cm							
MISURE								
							Spazio utile	
RP755T Smontabile	79 cm	48 cm	82 cm	98 cm	104-133 cm	66 cm	interno 46 cm tavolino 42 cm	130 kg
ACCESSORI								
RP757	Sedile							
RP759/1	Tavolino imbottito regolabile							
RV7115	Barre d'appesantimento							

Le misure sono da considerarsi come ingombri massimi e hanno una tolleranza di $\pm 0,5$ cm