

**CP787**
**Carrozzina pieghevole leggera HELIOS DYNE GO**
**Destinazione d'uso**

Carrozzina a spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione

**Caratteristiche principali**

Telaio pieghevole in alluminio verniciato a polveri epossidiche antiruggine, crociera doppia, seduta e schienale in nylon nero, imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Ruote posteriori con gomme nere in PU senza camera d'aria. Ruote anteriori nere in PU con forcella in alluminio. Freno di stazionamento in alluminio. Fiancata proteggi abiti con braccioli ribaltabili, estraibili e regolabili in altezza con appoggio in PU. Pedane ribaltabili ed estraibili regolabili in lunghezza con appoggia piedi separati in plastica nera e cinturino ferma-tallone.

**Immagine prodotto**

**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante</b>	<i>MORETTI S.P.A.</i>
<b>Paese di produzione</b>	<i>CINA</i>
<b>Classe di dispositivo</b>	<i>Classe I</i>
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	<i>41630</i>
<b>Codice di classificazione CND - EMDN</b>	<i>Y122103</i>
<b>Repertorio Dispositivi Medici</b>	<i>2389163</i>
<b>Codice nomenclatore DM 332/99</b>	<i>12.21.06.045</i>
<b>Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017</b>	<i>12.22.18.003 (Ricongducibile)</i>

















**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Peso Max sopportabile</b>	<i>130 Kg</i>
<b>Confezionamento</b>	<i>Polietilene / Scatola di Cartone.</i>

**MATERIALI PRINCIPALI**

<b>Struttura</b>	<i>Alluminio</i>
<b>Seduta</b>	<i>Nylon testato per la reazione al fuoco EN 1021-1/2</i>
<b>Ruote anteriori</b>	<i>PU</i>
<b>Ruote posteriori</b>	<i>PU Tubeless</i>
<b>Freni</b>	<i>Alluminio</i>
<b>Maniglie di spinta</b>	<i>PVC</i>

VARIANTI	
<b>CP787-40: Seduta 40 Cm</b>	<b>CP787-43: Seduta 43 Cm</b>
<b>CP787-46: Seduta 46 Cm</b>	<b>CP787-48: Seduta 48 Cm</b>
<b>CP787-50: Seduta 50 Cm</b>	

DIMENSIONI																	
Misure in CM*																 Portata MAX	
<b>CP787-40</b>								40		57							
<b>CP787-43</b>								43		60							
<b>CP787-46</b>	101	75	41	91	71÷79	51,5	40÷52	46	44	63	30	13,7 kg	24	20 x3,2	-	-	130 kg
<b>CP787-48</b>								48		66							
<b>CP787-50</b>								50		69							

(\*) Le misure possono variare di +/- 0,5 Cm

ACCESSORI OPZIONALI	
CAR605	DISPOSITIVO ANTI-FURTO
CAR900	POGGIATESTA UNIVERSALE
CPA100-xx	CUSCINO CARROZZINA - H5 CM
CPA130	PEDANA UNICA
CPA501	TAVOLINO LINEARE
CPA506	TAVOLINO SAGOMATO
CPA605	PORTA BOMBOLE
CPA771	PEDANE ELEVABILI
CPA775	BRACCIOLI ELEVABILI
CPA777	RUOTINE ANTIRIBALTAMENTO
RP245	CINTURA PER CARROZZINA TIPO AUTO
ST346	CUSCINO LOMBARE