

DB115
Deambulatore pieghevole con 4 puntali doppia funzione
Destinazione d'uso

Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione

Caratteristiche principali

 Deambulatore pieghevole costruito in alluminio anodizzato leggero con manopole anatomiche, 4 puntali in gomma
 Chiusura a 1 pulsante. Doppia funzione fisso e oscillante. Regolabile in altezza ogni 2.5.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE







Fabbricante	<i>MORETTI S.P.A.</i>
Paese di produzione	<i>CINA</i>
Classe di dispositivo	<i>Classe I</i>
Codice di classificazione GMDN	<i>31118</i>
Codice di classificazione EMDN – CND	<i>Y120603</i>
Repertorio Dispositivi Medici	<i>2961146</i>
Codice nomenclatore DM 332/99	<i>12.06.03.006</i>
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	<i>12.06.03.006</i>

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	<i>150 Kg</i>
Confezionamento	<i>Polietilene / Scatola di Cartone.</i>
Altezza degli incrementi	<i>2,5 Cm</i>

MATERIALI PRINCIPALI

Tubo	<i>Alluminio Diametro 22 mm</i>
Impugnatura	<i>Polipropilene</i>
Puntali	<i>Gomma Antiscivolo</i>

VARIANTI						
DB115M – Medium			<i>5 Regolazioni</i>			
DB115L – Large			<i>8 Regolazioni</i>			
DIMENSIONI						
Codici					Base* 	 Portata max
DB115M	77,5÷87,5 cm	4	5	-	A: 54/56 B: 47,5/49 C: 52/52	130 kg
DB115L	83,5÷101,5 cm		8	-	A: 54/56 B: 47,5/49 C: 52/52	

*ingombro misurato alla regolazione più bassa e successivamente a quella più alta.
Le misure possono variare di ± 1 cm