

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 27.02.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

EL200	Magnetoterapia professionale
--------------	-------------------------------------

Destinazione d'uso

La magnetoterapia EL200 utilizza campi magnetici a bassa e alta frequenza che supportano la vascolarizzazione, la modulazione dell'infiammazione e i processi di rigenerazione tissutale, contribuendo al controllo del dolore e al recupero funzionale.

Caratteristiche principali

Dispositivo per magnetoterapia a campi elettromagnetici pulsati, progettato per un trattamento efficace, sicuro e personalizzato. Il sistema brevettato "ADAPTIVE" modula automaticamente intensità e frequenze senza programmi preimpostati. La combinazione di bassa e alta frequenza supporta i processi di rigenerazione tissutale e contribuisce alla modulazione del dolore. Registro delle terapie effettuate. Utilizzabile con accessori tessili e topper materasso. Alimentazione a rete e batteria. Test funzionamento accessori e codice di blocco

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	UNITEKNO SRL
Paese di produzione	Italia
Dispositivo medico	UE 93/42
Classe di dispositivo	Classe IIa
Repertorio dei Dispositivi Medici	1389742

CARATTERISTICHE GENERALI

Alimentazione	120-240 V 7 50-60Hz e batteria al litio 12.0 V- 2000 mAh
Classe di isolamento elettrico	II parte applicata BF
Grado di protezione liquidi/solidi	IP21

CARATTERISTICHE TECNICHE

Utenti	2 con programmi indipendenti
Canali	6 (3 per utente)
Intensità di campo	Fino a 200 Gauss (100 per canale)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenza	<i>Bassa fino a 100Hz Alta fino a 27,12 MHz</i>
Ambiti di trattamento	<i>Analgesia Circolazione Ortopedia intensiva Osteoporosi Reumatologia Traumatologia e traumatologia intensiva</i>
Accessori in dotazione	<i>2 Fasce elasticizzate 4x60 cm e 4x100 cm 2 Solenoidi 2 Cavetti per il collegamento degli accessori 1 Copertura impermeabile 1 Batteria a litio 1 Borsa di trasporto</i>

TRATTAMENTI

000 CIRCOLAZIONE 001 EDEMI 002 LESIONI CUTANEE VENOSE 003 PIAGHE DA DECUBITO 004 ARTERIOPATIE ARTI INFERIORI 100 ANALGESICO 101 DOLORI ARTICOLARI 102 SCIATALGIA LOMBOSCIATALGIA 103 TORCICOLLO 200 OSTEOPOROSI 300 ORTOPEDIA 301 FRATTURE 302 RITARDI CONSOLIDAMENTO 303 PSEUDOARTROSI 304 OSTEONECROSI 305 PROTESI CONSOLIDAMENTO 400 ORTOPEDIA INTENSIVA 401 FRATTURE TERAPIA LUNGA 402 RIT. CONSOLID. TERAPIA LUNGA 403 PSEUDOARTROSI TERAPIA LUNGA 404 OSTEONECROSI TERAPIA LUNGA 405 PROTESI CONS. TERAPIA LUNGA	500 ORTO-ANALGESICO 501 FRATTURE CON DOLORE 502 RIT. CONSOLID. CON DOLORE 503 PSEUDOARTROSI CON DOLORE 504 OSTEONECROSI CON DOLORE 505 PROTESI CONS. CON DOLORE 600 REUMATOLOGIA 601 SINDROME DEL TUNNEL CARPALE 602 ALGODISTROFIA (MORBO DI SUDECK) 700 REUMA -ANALGESICO 701 ARTRITE 702 OSTEOARTRITE 703 PERIARTRITE 704 ARTROSI 705 REUMATISMI ARTICOLARI 706 FIBROMIALGIA 707 TALLONITE 708 TENDINITE 709 EPICONDILITE 710 BORSITE 800 TRAUMATOLOGIA 801 LESIONI CARTILAGINE 900 TRAUMATOLOGIA INTENSIVA 901 LESIONI CARTI. TERAPIA LUNGA
---	---

ACCESSORI OPZIONALI

ELA210: Kit accessori (fascia lombare, fascia cervicale, fascia articolare)	ELA212: Fascia cervicale
ELA214: Fascia articolare	ELA216: Fascia lombare
ELA218: Materassino	

DIMENSIONI

Misure	30 x 27 x 11h Cm
Peso	2,6 Kg