


EM113 Barella pieghevole con ruote - EASYRED
Destinazione d'uso

Dispositivo per il trasporto di pazienti in interventi di emergenza

Caratteristiche principali

Barella pieghevole per emergenza sempre pronta all'uso costruita con telaio in alluminio anodizzato e telo in canvas. Leggera ed affidabile. Dotata di 2 ruote, 2 piedini. Completa di cinture.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	JIANGSU RIXIN MEDICA
Mandatario UE	SUNGO EUROPE BV - NETHERLAND
Paese di produzione	CINA
Importatore / Distributore	MORETTI SPA
Codice Fabbricante	YDC-1A1
Codice Importatore / Distributore	EM113
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	13818
Codice di classificazione EMDN – CND	V08050103
Repertorio Dispositivi Medici	2424619

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max supportato.	160 Kg
Confezionamento	Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Alluminio anodizzato
Telo	Canvas

DIMENSIONI

Barella Chiusa	93 x 52 x 10 Cm
Barella Aperta	185 x 52 x 23 Cm
Peso	5 Kg