

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 13.11.2025	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

MO496	Predellino a 2 gradini
-------	------------------------

*Destinazione d'uso*

Dispositivo destinato ad aiutare le persone a salire e scendere agevolmente su di un lettino da visita medica.

**Caratteristiche principali**

Struttura in acciaio verniciato. Base plastica con superficie antiscivolo.

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	ND
Codice di classificazione EMDN – CND	V0899
Repertorio Dispositivi Medici	2884603

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.
-----------------	--

**MATERIALI PRINCIPALI**

Struttura	Acciaio Verniciato
Base	Plastica (Polipropilene)

**DIMENSIONI**

Dimensione pedane	38 x 20 Cm
Dimensione esterna	45 x 50 Cm
Altezza gradino	41 Cm
Peso	3,5 Kg
Peso MAX paziente	150 Kg

**VARIANTI**

MO495 – 1 Gradino	MO496 – 2 Gradini
-------------------	-------------------