

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 18.02.2021	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RC320	Sedia comoda 4 ruote pieghevole
-------	---------------------------------

Destinazione d'uso

Ausilio per evacuazione e mobilità destinato a persone con difficoltà di deambulazione.

Caratteristiche principali

Sedia comoda a telaio pieghevole in acciaio verniciato a polveri epossidiche antiruggine. Seduta e schienale rigidi, anatomici e rimuovibili senza utensili. Rivestimento in similpelle blu idrorepellente e imbottitura in materiali ignifughi testati secondo norma EN 1021-1 e EN 1021-2. Braccioli in PU. WC estraibile e lavabile. Foro anteriore a U. Pedane ribaltabili, estraibili e regolabili in altezza, cinturino fermapièdi, 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice GMDN	41619
Codice Classificazione CND	Y122103
Repertorio dei Dispositivi Medici	2070669
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.03.006
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	09.12.03.006
Norma tecnica di riferimento	UNI EN 12182
Resistenza al fuoco	EN 1021-1 / 2

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	135 Kg
Braccioli	Ribaltabili
Pedane	Ribaltabili ed estraibili















CARATTERISTICHE TECNICHE

Schienale	<i>Fisso estraibile</i>
Confezionamento	<i>Polietilene Scatola di cartone.</i>
Misure disponibili	<i>43 Cm</i>

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	<i>Acciaio verniciato</i>
Seduta	<i>Anatomica imbottita rivestita in PVC lavabile</i>

DIMENSIONI

Misure in cm														
RC320-43	81	62,5	43	95,5	75	50,5	30÷38	43	45	46	12,5	12,5	12,5	