

RP169

Bastone da passeggio in alluminio puntale largo

Destinazione d'uso

Ausilio maneggiato da un braccio adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

Caratteristiche principali

Tubo in alluminio anodizzato leggero. L'impugnatura in ABS Derby è anatomica per offrire comfort e sicurezza. Regolazione dell'altezza. Puntale base larga antiscivolo.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31113
Codice di classificazione CND	Y120399
Repertorio dei Dispositivi Medici	2432203

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo impugnatura	Anatomica
Peso Max Supportabile	100 Kg
Diametro tubo	19 – 22 mm
Confezionamento	Polietilene stampato.

MATERIALI PRINCIPALI

Tubo	Alluminio
Impugnatura	Poliuretano
Puntale	Gomma Antiscivolo

PESO E DIMENSIONI

Peso	280 Gr. ca.
Altezza	Regolabile da 68 a 90,5 Cm

VARIANTI

RP169-1: Fantasia fiori	RP169-2: Fantasia Zig Zag
RP169-3: Fantasia Optical Blu	RP169-4: Fantasia Azzurro
RP169-5: Fantasia Optical Nera	RP169-6: Fantasia Tartan
RP169-7: Fantasia Quadretti	