

RP721	Tripode regolabile in altezza
--------------	--------------------------------------

Destinazione d'uso

Ausilio maneggiato da un braccio adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

Caratteristiche principali

Tripode base larga con manico chiuso antiscivolo, impugnatura anatomica. Interamente realizzato in alluminio leggero anodizzato. Puntali antiscivolo in gomma morbida. Impugnatura in Polipropilene biocompatibile. Regolabile in altezza da 74 a 97 cm.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	<i>MORETTI S.P.A.</i>
Paese di produzione	<i>CINA</i>
Classe di dispositivo	<i>Classe I</i>
Codice GMDN	<i>31116</i>
Codice Classificazione EMDN - CND	<i>Y120315</i>
Codice Nomenclatore DM 332/99	<i>12.03.15.003</i>
Codice Nomenclatore DPCM 12.01.2018	<i>12.03.06.003</i>
Repertorio Dispositivi Medici	<i>2369853</i>

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo impugnatura	<i>Anatomica manico chiuso</i>
Numero di incrementi in altezza	<i>10</i>
Peso Max sopportabile	<i>130 kg</i>
Altezza degli incrementi	<i>2,5 Cm</i>
Confezionamento	<i>Polietilene stampato.</i>

MATERIALI PRINCIPALI

Tubo	<i>Alluminio Tipo 6061-T4</i>
Appoggio	<i>Polipropilene</i>
Puntale	<i>Gomma Antiscivolo</i>

PESO E DIMENSIONI	
Peso	<i>640 g</i>
Altezza	<i>74 – 97 cm Regolabile</i>
Base	<i>30 x 21 cm</i>
VARIANTI TRIPODI	
RP715 – Bambini	RP721 – Adulti manico chiuso
RP720 – Adulti manico aperto	RP719 – Adulti brachiale