

RP735 | **Deambulatore pieghevole con ruote**
Destinazione d'uso

Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione

Caratteristiche principali

Deambulatore pieghevole costruito in alluminio anodizzato leggero con manopole anatomiche, 2 puntali in gomma Antiscivolo e 2 ruote. Regolabile in altezza ogni 2.5 Cm.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE







Fabbricante	<i>MORETTI S.P.A.</i>
Paese di produzione	<i>CINA</i>
Classe di dispositivo	<i>Classe I</i>
Codice di classificazione GMDN	<i>31119</i>
Codice di classificazione EMDN – CND	<i>Y120606</i>
Repertorio dei Dispositivi Medici	<i>2369931</i>
Codice nomenclatore DM 332/99	<i>12.06.06.003</i>
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	<i>12.06.06.003</i>

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	<i>130 Kg</i>
Confezionamento	<i>Polietilene / Scatola di Cartone.</i>
Altezza degli incrementi	<i>2,5 Cm</i>
Altezza delle ruote	<i>7,5 Cm</i>

MATERIALI PRINCIPALI

Tubo	<i>Alluminio Diametro 22 mm</i>
Impugnatura	<i>Polipropilene</i>
Puntali	<i>Gomma Antiscivolo</i>

VARIANTI					
RP735S – Small			5 Regolazioni		
RP735M – Medium			5 Regolazioni		
RP735L – Large			8 Regolazioni		
PESO E DIMENSIONI					
Codici	Portata max	H regolabile ogni 2,5 cm	Puntali/ruote	Base*	Base**
RP735S	130 kg	Da 68,5 a 78,5 cm	2 ruote e 2 puntali		
RP735M	130 kg	Da 76 a 86 cm	2 ruote e 2 puntali		
RP735L	130 kg	Da 83 a 101 cm	2 ruote e 2 puntali		

*Ingombro misurato alla regolazione in altezza più bassa.

** Ingombro misurato alla regolazione in altezza più alta.