

CP779
Carrozzina pieghevole leggera HELIOS ZOOM
Destinazione d'uso

Carrozzina ad auto spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione

Caratteristiche principali

Telaio pieghevole in alluminio verniciato a polveri epossidiche antiruggine, crociera doppia, seduta e schienale in nylon nero, imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Ruote posteriori ad estrazione rapida in alluminio a raggi, con gomme nere in PU senza camera d'aria e corrimano in alluminio verniciato nero. Ruote anteriori nere in PU. Ruotini passaggio stretti / ascensore. Freno di stazionamento in acciaio con copertura in gomma. Fiancata protegge abiti con braccioli ribaltabili, estraibili e regolabili in altezza con appoggio morbido in PU. Pedane ribaltabili ed estraibili regolabili in lunghezza con appoggia piedi separati in plastica nera e cinturino ferma-tallone.


















Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	<i>MORETTI S.P.A.</i>
Paese di produzione	<i>CINA</i>
Classe di dispositivo	<i>Classe I</i>
Codice di classificazione GMDN	<i>41622</i>
Codice di classificazione CND – EMDN	<i>Y122106</i>
Repertorio Dispositivi Medici	<i>2829756</i>
Codice nomenclatore DM 332/99	<i>12.21.06.039</i>

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	<i>120 Kg</i>
Confezionamento	<i>Polietilene / Scatola di Cartone.</i>

MATERIALI PRINCIPALI																		
Struttura						<i>Alluminio</i>												
Seduta						<i>Nylon testato per la reazione al fuoco EN 1021-1/2</i>												
Ruote anteriori						<i>PU</i>												
Ruote posteriori						<i>PU Tubeless</i>												
Freni						<i>Acciaio rivestiti in gomma</i>												
Maniglie di spinta						<i>PVC</i>												
VARIANTI																		
CP779-40: Seduta 40 Cm						CP779-43: Seduta 43 Cm												
CP779-46: Seduta 46 Cm						CP779-48: Seduta 48 Cm												
CP779-50: Seduta 50 Cm																		
DIMENSIONI																		
Misure in CM*																	 Portata MAX	
CP779-40								40			57							
CP779-43								43			60							
CP779-46	104	80	41	90,5	72÷78	48	40÷52	46	44	62	30	16 kg	60	20	opt.	7	120 kg	
CP779-48								48		65								
CP779-50								50		67								

(*) Le misure possono variare di +/- 0,5 Cm

ACCESSORI OPZIONALI	
CPA501	TAVOLINO LINEARE
CPA506	TAVOLINO SAGOMATO
CPA517	TAVOLINO SAGOMATO Misura 50
CPR854	RUOTINI ANTIRIBALTAMENTO
CPR783 (4)	PEDANE ELAVIBILI
CPA140-xx	FROLUNGA DELLO SCHIENALE
CAR605	DISPOSITIVO ANTI-FURTO
CP995	MODULO POSTERALE PER TESTA
CPA100-xx	CUSCINO CARROZZINA - H5 CM
CPA605	PORTA BOMBOLE
RP245	CINTURA PER CARROZZINA TIPO AUTO
ST346	CUSCINO LOMBARE