

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 02 – 22.05.2023	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

EM541	Cintura a ragno per tavola spinale
-------	------------------------------------


Destinazione d'uso

Dispositivo per interventi di emergenza

Caratteristiche principali

Realizzata in polipropilene per tavola spinale EASYRED. Chiusura in velcro.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	JIANGSU RIXIN MEDICA
Mandatario UE	SUNGO EUROPE BV - NETHERLAND
Paese di produzione	CINA
Importatore / Distributore	MORETTI SPA
Codice Fabbricante	B12
Codice Importatore / Distributore	EM151
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	13818
Codice di classificazione EMDN – CND	V08050103
Repertorio Dispositivi Medici	2424714

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezionamento	Busta in polietilene
-----------------	----------------------

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Polipropilene
-----------	---------------

DIMENSIONI

Cintura aperta	203 x 50,8 Cm
----------------	---------------