

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 06 – 22.09.2022	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

MP17X	Sponda per letti degenza universali
-------	-------------------------------------


*Destinazione d'uso*

Sponde per letti per degenza ospedaliera o domiciliare

### Caratteristiche principali

Sponde universali per letti fissi. Struttura in acciaio cromato (MP170) o Verniciato Bianco (MP171). Regolabili in larghezza e lunghezza. Adattabili a tutti i letti fissi grazie ai tubi telescopici da applicare sotto il materasso.

### Immagine prodotto



### RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI SPA
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	34868
Codice di classificazione CND	V08068001
Repertorio dei Dispositivi Medici	2305242 – MP170    2305243 – MP171
Codice nomenclatore DM 332/99	18.12.27.103
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	18.12.27.003
Norma tecnica di riferimento	EN 60601-2-52

### PESO E DIMENSIONI

Larghezza	Regolabile da 90 a 166,5 Cm (misure interne)
Lunghezza	Regolabile da 109 a 183 Cm (misure interne)
Altezza	43 Cm Altezza massima – 36 Cm altezza sponda
Peso	12.5 Kg

### MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Acciaio
-----------	---------

### VARIANTI

MP170 – Cromate	MP171 - Verniciate
-----------------	--------------------