

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 11.07.2023	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RP505	Rollator 4 ruote in alluminio – SOLE
-------	--------------------------------------

*Destinazione d'uso*

Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione

**Caratteristiche principali**

Rollator pieghevole in alluminio verniciato da interni. 4 ruote di Ø 20 cm. Ruote frontali piroettanti e ruote posteriori fisse. Dotato di freno a leva unica sulle ruote posteriori. Maniglia di spinta unica regolabile in altezza per il massimo comfort. Facilmente pieghevole per essere riposto e trasportato. Vassoio trasparente. Fornito con borsa porta oggetti.

**Immagine prodotto**













**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

Fabbricante ai sensi	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31120
Codice di classificazione EMDN – CND	Y120609
Repertorio dei Dispositivi Medici	2417782
Codice nomenclatore DM 332/99	12.06.09.009
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.06.06.006

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Peso Max sopportabile	136 Kg
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI										
<b>Tubo</b>	<i>Alluminio</i>									
<b>Impugnatura</b>	<i>Polipropilene</i>									
<b>Ruote</b>	<i>PU</i>									
DIMENSIONI										
										
<b>RP505</b>	75	86 97	69 vassoio	57	40	95x56x34cm	6,8	20	20	136 kg