

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 04 – 01.04.2022	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RS846	Sedia per doccia e WC
-------	-----------------------

*Destinazione d'uso*

Ausilio per doccia e bagno adatto a persone con difficoltà di deambulazione

**Caratteristiche principali**

Sedia per doccia e WC leggera e versatile. Struttura interamente in alluminio verniciato con vernice epossidica. Seduta, schienale e braccioli in PU (poliuretano) morbido. Seduta con apertura centrale per consentire l'utilizzo del secchio. Regolabile in altezza. Braccioli ribaltabili. Pedane estraibili, regolabili in altezza e girevoli. Poggiatesta regolabile in altezza. Cinturino fermapiede.

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	40539
Codice di classificazione CND	Y091203
Repertorio dei Dispositivi Medici	1661755
Codice nomenclatore DM 332/99	09.12.03.003
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	09.12.03.006
Norma tecnica di riferimento	UNI EN 12182

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Peso Max supportato.	136 Kg
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

**MATERIALI PRINCIPALI**

Struttura	Alluminio
Seduta	Poliuretano

**DIMENSIONI**

Misure in cm												
<b>RS846-40</b>							40		43			
<b>RS846-46</b>	85	44,5	97÷99	75÷77	50	40÷55	46	47÷49	49	14 kg	12	12
<b>RS846-50</b>							50		53			