

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 05 01.04.2022	Modulo STD
-------------------------------	--------------------	------------

RS847	Sedia per doccia e WC ad autospinta
-------	-------------------------------------

Destinazione d'uso

Ausilio per doccia e bagno adatto a persone con difficoltà di deambulazione

Caratteristiche principali

Sedia per doccia e WC leggera e versatile. Struttura interamente in alluminio verniciato con vernice epossidica. Seduta, schienale e braccioli imbottiti in PU (poliuretano) morbido. Seduta con apertura centrale per consentire l'utilizzo del secchio. Braccioli ribaltabili. Pedane estraibili, regolabili in altezza e girevoli. Poggiapiedi regolabile in altezza. Cinturino fermapiedi. Versione ad autospinta

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo 9	Classe I
Codice di classificazione GMDN	40539
Codice di classificazione CND	Y091203
Repertorio dei Dispositivi Medici	1661756
Codice nomenclatore DM 332/99	09.12.03.003
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	09.12.03.012
Norma tecnica di riferimento	UNI EN 12182













CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max supportato.	136 Kg
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Alluminio
Seduta	Poliuretano

DIMENSIONI

Misure in cm												
RS847-40							40		45			
RS847-46	101	44,5	97÷99	75÷77	50	40÷55	46	47÷49	51	17 kg	60	12
RS847-50							50		55			