







DB305	Deambulatore pieghevole con ruote
<i>Destinazione d'uso</i>	
Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.	
Caratteristiche principali	
Deambulatore pieghevole costruito in alluminio anodizzato leggero con manopole anatomiche, puntali in gomma antiscivolo. Regolabile in altezza ogni 2.5 Cm. Versione con 4 ruote piroettanti.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante ai sensi	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31119
Codice di classificazione EMDN – CND	Y120606
Repertorio dei Dispositivi Medici	2961072
Codice nomenclatore DM 332/99	12.06.09.003
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max sopportabile	130 kg
Altezza degli incrementi	2,5 Cm
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.
MATERIALI PRINCIPALI	
Tubo	Alluminio Diametro 22 mm
Impugnatura	Polipropilene
Puntali	Gomma Antiscivolo

VARIANTI						
DB305S – Small		<i>5 Regolazioni</i>				
DB305M – Medium		<i>5 Regolazioni</i>				
DB305L – Large		<i>8 Regolazioni</i>				
DIMENSIONI						
Codici					Base* 	 Portata max
DB305S	70÷80 cm			4 x Ø 7.6 cm	A: 62/65 B: 55/56 C: 58/60	130 kg
DB305M	78÷88 cm	-	-	4 x Ø 7.6 cm	A: 63/65 B: 56/58 C: 60/61	
DB305L	84÷102 cm			4 x Ø 7.6 cm	A: 65/67 B: 58/60 C: 62/63	

*ingombro misurato alla regolazione più bassa e successivamente a quella più alta.
Le misure possono variare di ±1 cm