

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 24.10.2013	Modulo STD
--------------------------------------	----------------------	-------------------

MO775	Carrello in legno
--------------	--------------------------

Destinazione d'uso

Arredamento in legno per ambulatorio medico

Caratteristiche principali

Carrello realizzato in listellare di abete rivestito in noce tanganika spessore 19mm. Verniciatura con prodotti all'acqua

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	<i>MORETTI S.P.A.</i>
Paese di produzione	<i>ITALIA</i>
Classe di dispositivo 93/42	<i>Classe I</i>
Codice Classificazione CND	<i>V0899</i>

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	<i>56 x 40 x 74,5h Cm</i>
Peso	<i>8 Kg ca.</i>

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	<i>Listellare di abete</i>
Verniciatura	<i>Prodotto all'acqua</i>
Tubi di alluminio	<i>10mm</i>

VARIANTI

MO775-2	<i>2 Ripiani</i>
MO775-3	<i>3 Ripiani</i>
MO775-C	<i>2 Ripiani con cassetto</i>