

RS891 **Tavolino da letto 1 piano – Sollevamento automatico**
Destinazione d'uso

I tavolini da letto MOPEDIA sono destinati principalmente a pazienti allettati ove si prevede il consumo dei pasti a letto o in poltrona.

Caratteristiche principali

Tavolino a un piano realizzato con la struttura in acciaio e piano laminato. Bordo antiurto in polietilene. Regolabile in altezza ed inclinazione. Sollevamento automatico. Colori disponibili: Marrone Naturale, Marrone Scuro

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	<i>MORETTI S.P.A.</i>
Paese di produzione	<i>CINA</i>
Classe di dispositivo	<i>Classe I</i>
Codice di classificazione GMDN	<i>31220</i>
Codice di classificazione EMDN - CND	<i>Y1803</i>
Repertorio dei Dispositivi Medici	<i>2234337</i>

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	<i>Acciaio</i>
Piano	<i>Laminato plastico</i>
Confezionamento	<i>Polietilene stampato / Scatola di Cartone.</i>

DIMENSIONI

Piano	<i>80 x 50 Cm</i>
Altezza	<i>78 – 110 Cm</i>
Diametro ruote	<i>5 Cm</i>
Altezza da terra della base	<i>9 Cm</i>

DIMENSIONI	
Portata	20 Kg
Peso prodotto	11 Kg
VARIANTI	
RS891M – Colore Marrone scuro	RS891N – Colore Marrone Naturale