

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 25.08.2010	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

ST422x	Laccio emostatico automatico
---------------	-------------------------------------


Destinazione d'uso

Dispositivo utilizzabile durante i prelievi ematici o in caso di emergenza per il blocco parziale del flusso sanguigno tramite pressione esterna su arti.

Caratteristiche principali

Laccio emostatico tipo Tourniquet, rapido d'applicare, fascia larga 25mm per un minor fastidio, pulsante di sgancio rapido e pulsante per la regolazione.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	<i>MORETTI SPA</i>
Paese di produzione	<i>Cina</i>
Classe di dispositivo 93/42	<i>Classe I</i>
Codice di classificazione GMDN	<i>35925</i>
Codice di classificazione CND	<i>V9003</i>

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale	<i>Gomma naturale ricoperto di NYLON</i>
------------------	--

PESO E DIMENSIONI

Lunghezza	<i>45 Cm</i>
Larghezza	<i>2,5 Cm</i>
Peso	<i>32 g</i>

VARIANTI

ST422B – Colore BLU	ST422R – Colore ROSSO
----------------------------	------------------------------