

CP784
Carrozzina pieghevole leggera HELIOS CLIDE GO
Destinazione d'uso

Carrozzina a spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione

Caratteristiche principali

Telaio pieghevole in alluminio verniciato a polveri epossidiche antiruggine, crociera doppia, seduta e schienale in nylon nero, imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Ruote posteriori con gomme nere in PU senza camera d'aria. Ruote anteriori nere in PU spostabili in più posizioni con forcella in alluminio regolabile in inclinazione. Freno di stazionamento in alluminio. Fiancata protetti abiti con braccioli ribaltabili, estraibili e regolabili in altezza con appoggio in PU morbido. Pedane ribaltabili ed estraibili regolabili in lunghezza con appoggia piedi separati in plastica nera e cinturino ferma-tallone.

















Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	<i>MORETTI S.P.A.</i>
Paese di produzione	<i>CINA</i>
Classe di dispositivo	<i>Classe I</i>
Codice di classificazione GMDN	<i>41630</i>
Codice di classificazione CND - EMDN	<i>Y122103</i>
Repertorio Dispositivi Medici	<i>2829765</i>
Codice nomenclatore DM 332/99	<i>12.21.06.045</i>
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	<i>12.22.18.003 (Riconducibile)</i>

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	<i>130 Kg</i>
Confezionamento	<i>Polietilene / Scatola di Cartone.</i>

MATERIALI PRINCIPALI																	
Struttura	Alluminio																
Seduta	Nylon testato per la reazione al fuoco EN 1021-1/2																
Ruote anteriori	PU																
Ruote posteriori	PU Tubeless																
Freni	Alluminio																
Maniglie di spinta	PVC																
VARIANTI																	
CP784-38: Seduta 38 Cm	CP784-40: Seduta 40 Cm																
CP784-43: Seduta 43 Cm	CP784-46: Seduta 46 Cm																
CP784-48: Seduta 48 Cm	CP784-50: Seduta 50 Cm																
DIMENSIONI																	
Misure in CM*																	
CP784-38								38		53							
CP784-40								40		55							
CP784-43								43		58							
CP784-46	101	66	41	91-95	75-82	51	40-50	46	44	61	27	13,7 kg	30	17.5	-	-	136 kg
CP784-48								48		64							
CP784-50								50		67							

(*) Le misure possono variare di +/- 0,5 Cm

ACCESSORI OPZIONALI	
CPA501	TAVOLINO LINEARE
CPA506	TAVOLINO SAGOMATO
CPA517	TAVOLINO SAGOMATO Misura 50
CPR685	RUOTINI ANTIRIBALTAMENTO
CPR783	PEDANE ELAVIBILI
CPA735	RUOTE POSTERIORI PNEUMATICHE
CPA140-xx	FROLUNGA DELLO SCHIENALE
CAR605	DISPOSITIVO ANTI-FURTO
CP995	MODULO POSTERALE PER TESTA
CPA100-xx	CUSCINO CARROZZINA - H5 CM
CPA605	PORTA BOMBOLE
RP245	CINTURA PER CARROZZINA TIPO AUTO
ST346	CUSCINO LOMBARE