

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 15.10.2021	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

CR507	Rampe fisse - coppia
-------	----------------------

**Destinazione d'uso**

Le rampe sono destinate all'abbattimento delle barriere architettoniche per le persone con difficoltà motorie.

**Caratteristiche principali**

Le rampe portatili sono indicate per l'abbattimento delle barriere architettoniche sia dentro che fuori casa, in viaggio o nelle semplici attività giornaliere. Struttura in alluminio ricoperta di materiale antiscivolo. Borsa per il trasporto inclusa

**Immagine prodotto**

**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	30040
Codice di classificazione CND	Y183015
Repertorio dei Dispositivi Medici	2121007
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	18.30.15.006

**CARATTERISTICHE**

Peso Max sopportabile	272 kg
Materiale	Alluminio

**PESO E DIMENSIONI**

Profondità	19 Cm
------------	-------

**VARIANTI**

CR507-1		CR507-2	
Lunghezza	61 Cm	Lunghezza	183 Cm
Peso	1,33 Kg	Peso	6,5 Kg