

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 25.06.2010	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

DM505x	Fonendoscopio pediatrico con doppia con testa in alluminio
--------	------------------------------------------------------------

Destinazione d'uso

Dispositivo meccanico per auscultazione medica.

Caratteristiche principali

Stetofonendoscopio PEDIATRICO con DOPPIA TESTA RUOTANTE in alluminio anodizzato di diametro 40/26mm e di altezza 20mm. Archetto in alluminio cromato. Raccordo ruotante per le due funzioni. Tubo ad Y in PVC in un solo pezzo: diametro 5mm, lunghezza 60cm. Confezione in scatola di cartone singola.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	13755
Codice di classificazione CND	C9005

MATERIALI PRINCIPALI

Testa – Archetto	Alluminio
Olive – Anello antifreddo	PVC
Tubo	PVC
Latex	Assente

DIMENSIONI

Diametro testa	45/31 mm
Altezza testa	20 mm
Lunghezza tubo	60 cm
Diametro tubo	5 mm

VARIANTI

DM505G – Tubo colore GRIGIO	DM505N – Tubo colore NERO
DM505B – Tubo colore BLU	DM505L – Tubo colore LAVANDA
DM505R – Tubo colore ROSSO	DM505S – Tubo colore ROSA
DM505V – Tubo colore VERDE	DM505W – Tubo colore BIANCO
DM505Y – Tubo colore GIALLO	