

RP523
Rollator 4 ruote in alluminio – GALATEA
Destinazione d'uso

Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione

Caratteristiche principali

Rollator pieghevole in alluminio verniciato. 4 ruote di Ø 20 cm. Ruote frontali piroettanti e ruote posteriori fisse. Dotato di freni a doppia funzione sulle ruote posteriori. Impugnature anatomiche regolabili in altezza per il massimo comfort. Facilmente pieghevole per essere riposto e trasportato. Schienale imbottito ribaltabile ed estraibile. Seduta regolabile in altezza, rigida con rivestimento morbido asportabile. Fornito con cestino in tessuto porta oggetti.











Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi	<i>MORETTI S.P.A.</i>
Paese di produzione	<i>CINA</i>
Classe di dispositivo	<i>Classe I</i>
Codice di classificazione GMDN	<i>31120</i>
Codice di classificazione EMDN – CND	<i>Y120609</i>
Repertorio dei Dispositivi Medici	<i>2417787</i>
Codice nomenclatore DM 332/99	<i>12.06.09.009</i>
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	<i>12.06.09.003</i>

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	<i>136 Kg</i>
Dimensione seduta	<i>37 x 24 Cm</i>
Confezionamento	<i>Polietilene stampato / Scatola di Cartone.</i>

MATERIALI PRINCIPALI										
Tubo	<i>Alluminio</i>									
Impugnatura	<i>Polipropilene</i>									
Seduta	<i>Spalmato di PVC</i>									
Ruote	<i>PU</i>									
DIMENSIONI										
										
RP523	70 80	85 102	54 61	64	47	95x58x33cm	7,4	20	20	136 kg