

MI427 Asta da flebo in acciaio inox con base in acciaio inox

Destinazione d'uso

Dispositivo per il supporto di prodotti per infusione

Caratteristiche principali

Struttura in acciaio inox. Base in acciaio inox in lamiera a 5 razzi con ruote. 4 Ganci in acciaio inox. Meccanismo di regolazione in acciaio inox. Portata maggiorata.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	36069
Codice di classificazione CND - EMDN	V0899
Repertorio Dispositivi Medici	2458973

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezionamento	Scatola di Cartone.
------------------------	---------------------

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Acciaio INOX
Base	Acciaio INOX (lamiera)

DIMENSIONI

Altezza	1350 – 2400 mm
Diametro tubo	25 / 21 mm
Portata Max	10 Kg per gancio