

**RC400**      **Carrozzina a spinta a telaio rigido**
**Destinazione d'uso**

Ausilio per mobilità destinato a persone con difficoltà di deambulazione.

**Caratteristiche principali**

Carrozzina a telaio rigido in acciaio verniciato a polveri antiruggine. Seduta e schienale fissi anatomici con rivestimento in similpelle blu e imbottitura ignifughi testati secondo norma EN 1021-1 e EN 1021-2. Poggiatesta regolabili in altezza e ribaltabili lateralmente. Pedane elevabili ed estraibili lateralmente. Braccioli imbottiti e ribaltabili. 2 ruote posteriori medie Ø 30cm con freno a lamina e 2 ruote anteriori piroettanti Ø 20cm.

**Immagine prodotto**

**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante</b>	MORETTI S.P.A.
<b>Paese di produzione</b>	CINA
<b>Classe di dispositivo</b>	Classe I
<b>Codice GMDN</b>	41619
<b>Codice Classificazione CND – EMDN</b>	Y122103
<b>Repertorio dei Dispositivi Medici</b>	2070535
<b>Codice nomenclatore DM 332/99</b>	12.21.06.003
<b>Codice nomenclatore DPCM 2017</b>	12.22.18.006
<b>Resistenza al fuoco</b>	EN 1021-1 / 2

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Ruote</b>	30Cm posteriori 20Cm anteriori
<b>Peso Max sopportabile</b>	135 Kg
<b>Braccioli</b>	Ribaltabili
<b>Pedane</b>	Ribaltabili lateralmente, regolabili in altezza.

CARATTERISTICHE TECNICHE													
Schienale	<i>Fisso imbottito</i>												
Sedile	<i>Rigido imbottito anatomico</i>												
Confezionamento	<i>Polietilene Scatola di cartone.</i>												
Larghezze disponibili	<i>40 – 43 – 45 – 48 Cm</i>												
Profondità disponibili	<i>48 Cm</i>												
MATERIALI PRINCIPALI													
Struttura	<i>Acciaio verniciato</i>												
Seduta	<i>Anatomica imbottita rivestita in Sky lavabile</i>												
Ruote	<i>Poliuretano</i>												
MISURE													
Misure in cm													
<b>RC400-XX</b>	95	77	48	94	74	54	32÷41	40	43,5	60	15,5 Kg	30	12
								43		63			
								45		65			
								48		68			
ACCESSORI OPZIONALI													
<b>CPR150</b>	Ruotine antiribaltamento												