

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 02 – 27.06.2016	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RP2xx-RP3xx	Scarpa copri gesso
-------------	--------------------

**Destinazione d'uso**

Dispositivo adatto alla protezione del gesso.

**Caratteristiche principali**

Scarpa copri gesso con suola anti scivolo. La tomaia è realizzata con materiali sintetici biocompatibili, anti muffa e traspiranti (tessuti di politene e poliesteri con rinforzi in polipropilene). La suola antisdrucchiolo è vulcanizzata direttamente sulla tomaia; l'intersuola in feltro completamente piatta e la suola senza tacco non introducono componenti di spinta e non modificano la posizione dell'arto imposta dal gesso.

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante ai sensi 93/42</b>	MORETTI SPA
<b>Paese di produzione</b>	ITALIA
<b>Classe di dispositivo 93/42</b>	Classe I
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	10668
<b>Codice di classificazione CND</b>	Y090342

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Composizione</b>	Tessuti di politene e poliesteri
---------------------	----------------------------------

**VARIANTI**

Codice	Descrizione	RDM
RP250	SCARPA COPRIGESSO - MOPEDIA - CM 21 - N.29/30	920914/R
RP270	SCARPA COPRIGESSO - MOPEDIA - CM.22 N.31	920955/R
RP280	SCARPA COPRIGESSO - MOPEDIA - CM.23 N.32/33	920956/R
RP290	SCARPA COPRIGESSO - MOPEDIA - CM.24 N.34	920957/R
RP300	SCARPA COPRIGESSO - MOPEDIA - CM.25 N.35/36	920958/R
RP310	SCARPA COPRIGESSO - MOPEDIA - CM.26 N.37	920959/R
RP320	SCARPA COPRIGESSO - MOPEDIA - CM.27 N.38/39	920960/R
RP330	SCARPA COPRIGESSO - MOPEDIA - CM.28 N.40	920961/R

VARIANTI		
RP340	SCARPA COPRIGESSO - MOPEDIA - CM.29 N.41/42	920962/R
RP350	SCARPA COPRIGESSO - MOPEDIA - CM.30 N.43	920963/R
RP360	SCARPA COPRIGESSO - MOPEDIA - CM.31 N.44/45	920964/R
RP370	SCARPA COPRIGESSO - MOPEDIA - CM.32 N.46	920965/R