

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 27.12.2023	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

PO401	Poltrona elevabile NINFEA con roller 4 ruote 50mm
-------	---

Destinazione d'uso
Le poltrone elevabili MOPEDIA sono destinate per la seduta e per il riposo del paziente in ambienti interni

Caratteristiche principali

Poltrona elevabile NINFEA, pensata per il relax ed il riposo della persona. Schienale e seduta con imbottitura a densità differenziate, studiati appositamente per mantenere una posizione corretta. Struttura in acciaio verniciato, tessuto tecnico, antimacchia, idrorepellente, antiacaro, antimicrobico, antibatterico e traspirante. Monta due motori indipendenti che consentono di inclinare lo schienale e il poggiatesta separatamente, consentendo così di ottenere più posizioni, da quella adatta per la lettura o la visione della televisione, a quella di rilassamento e/o digestione. La poltrona è inoltre dotata della funzione alzain piedi, grazie ad un motore che consente il sollevamento della persona. Con questo dispositivo di sollevamento, la persona seduta è accompagnata fino ad una posizione quasi eretta, facilitando così la messa in piedi della persona. Le regolazioni delle varie posizioni dello schienale e del poggiatesta avvengono tramite un pratico telecomando dotato di quattro pulsanti, facile da usare. Completa di roller system con 4 ruote da 50mm e 4 piedi in PVC.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	EXTRA UE
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	10796
Codice di classificazione EMDN – CND	V08020101
Repertorio Dispositivi Medici	2506260

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	130 Kg
Confezionamento	Scatola di Cartone.
Peso	52
Numero motori	2

CARATTERISTICHE TECNICHE

Parti motorizzate	<i>3 – Seduta, Schienale, Poggia gambe</i>
Alimentazione	<i>230V 50/60Hz</i>
Assorbimento	<i>Max 110W W</i>

MATERIALI PRINCIPALI

Telaio	<i>Acciaio verniciato a polveri e legno</i>
Imbottitura	<i>Poliuretano</i>
Densità schienale	<i>18-22 Kg/m³</i>
Densità pediera	<i>18 Kg/m³</i>
Densità seduta	<i>35 Kg/m³</i>
Densità braccioli	<i>40 Kg/m³</i>
Tessuto	<i>Poliestere</i>
Latex Free	<i>SI</i>

FUNZIONI DISPONIBILI

Total relax	<i>Posizione TV</i>
Metti in piedi	

VARIANTI

PO401B – Tessuto FRANCIACORTA 16 Blu	PO401B – Tessuto FRANCIACORTA 205 Grigio
PO401M – Tessuto FRANCIACORTA 101 Terracotta	PO401R – Tessuto FRANCIACORTA 09 Corallo
PO401S – Tessuto FRANCIACORTA 20 Sabbia	PO401T – Tessuto FRANCIACORTA 619 Tortora

DIMENSIONI

Codici												
PO401x	52	48	50	77	85	61	107	160	150	-	130	52

(*) tolleranza +/- 1 Cm

ACCESSORI OPZIONALI

POA305	<i>Batteria tampone</i>
---------------	-------------------------