

RP685
Rollator 3 ruote – CRYO
Destinazione d'uso

Ausilio maneggiato da due braccia adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione

Caratteristiche principali

Rollator pieghevole in tubo di acciaio verniciato. 3 ruote di Ø 20 cm, di cui 2 ruote posteriori fisse e 1 ruota frontale piroettante con forca in acciaio. Dotato di freni a doppia funzione sulle ruote posteriori. Impugnature anatomiche regolabili in altezza per il massimo comfort. Facilmente pieghevole per essere riposto e trasportato. Fornito con cestino portaoggetti in metallo, vassoio (portata max 5 kg) e borsa.










Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	<i>MORETTI S.P.A.</i>
Paese di produzione	<i>CINA</i>
Classe di dispositivo	<i>Classe I</i>
Codice di classificazione GMDN	<i>31119</i>
Codice di classificazione CND	<i>Y120606</i>
Repertorio dei Dispositivi Medici	<i>2417921</i>
Codice nomenclatore	<i>12.06.09.009 – Riconducibile</i>
Norma tecnica di riferimento	<i>ISO 11199 – 2</i>

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	<i>136 Kg</i>
Confezionamento	<i>Polietilene stampato / Scatola di Cartone.</i>

MATERIALI PRINCIPALI									
Tubo	<i>Acciaio</i>								
Impugnatura e seduta (se presente)	<i>Polipropilene</i>								
Ruote	<i>T.P.R.</i>								
VARIANTI									
RP685B – Colore BLU									
DIMENSIONI									
									
RP685B	56	81 96	66	33	28	7,3	20	20	136
PARTI DI RICAMBIO									
RPR200	Kit freno + cavetto singolo								
RPR235	<i>Cestino porta oggetti</i>								
RPR240	<i>Borsa porta oggetti</i>								
RPR230	<i>Vassoio</i>								
RPR210	<i>Ruota in TPR</i>								