

RP726 **Quadripode regolabile in altezza base stretta**
Destinazione d'uso

Ausilio maneggiato da un braccio adatto a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.

Caratteristiche principali

Quadripode base stretta con manico aperto, impugnatura anatomica. Interamente realizzato in alluminio leggero verniciato. Base in acciaio cromato. Puntali antiscivolo in gomma morbida. Regolabile in altezza da 75 a 95 cm.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	<i>MORETTI S.P.A.</i>
Paese di produzione	<i>CINA</i>
Classe di dispositivo	<i>Classe I</i>
Codice GMDN	<i>31116</i>
Codice Classificazione EMDN - CND	<i>Y120318</i>
Codice Nomenclatore DM 332/99	<i>12.03.18.006</i>
Codice Nomenclatore DPCM 12/01/2017	<i>12.03.16.006</i>
Repertorio Dispositivi Medici	<i>2421675</i>

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo impugnatura	<i>Anatomica manico chiuso</i>
Numero di incrementi in altezza	<i>10</i>
Peso Max sopportabile	<i>130 kg</i>
Altezza degli incrementi	<i>2,5 Cm</i>
Confezionamento	<i>Polietilene stampato.</i>

MATERIALI PRINCIPALI

Tubo	<i>Alluminio Tipo 6061-T4</i>
Base	<i>Acciaio inox</i>
Appoggio	<i>Polipropilene</i>
Puntale	<i>Gomma Antiscivolo</i>

PESO E DIMENSIONI	
Peso	<i>610 g</i>
Altezza	<i>75 – 95 cm Regolabile</i>
Base	<i>20 x 15 cm</i>
VARIANTI QUADRPODI	
RP724 – Adulti manico chiuso	RP723 – Adulti manico aperto
RP726 – Adulti base stretta	RP722 – Adulti brachiale