

**LAD462**
**Materasso antidecubito a bolle con compressore e regolazione PIUMA - UP**
**Destinazione d'uso**

Dispositivo per uso domiciliare ed ospedaliero, per uso sul letto da degenza per il sollievo e la prevenzione delle piaghe da decubito di pazienti costretti a lungo degenze

**Caratteristiche principali**

Il PIUMA-UP è consigliato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito di I stadio, in terapie a lungo termine e terapie domiciliari. L'alternarsi dei punti di contatto con l'epidermide effettua un delicato massaggio che consente un buon flusso di sangue e una buona ossigenazione dei tessuti, prevenendo la formazione di ulcere da decubito. Di semplice installazione, uso e manutenzione con la possibilità di regolare la pressione in funzione del peso del paziente. Il materasso con risvolti è realizzato in PVC. Formato da 130 celle, di altezza 7cm, particolarmente confortevole, è fissato al materasso per mezzo di risvolti. Tutte le parti del materasso sono lavabili. Due ganci in metallo plastificato permettono di appendere il compressore all'estremità del letto.

**Immagine prodotto**

**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante</b>	MORETTI S.P.A.
<b>Paese di produzione</b>	CINA
<b>Classe di dispositivo</b>	Classe I
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	35226
<b>Codice di classificazione EMDN - CND</b>	V080701
<b>Codice nomenclatore DM 332/99</b>	03.33.06.018
<b>Repertorio dei Dispositivi Medici</b>	2233343

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Alimentazione</b>	220V / 50-60 Hz
<b>Fusibile interno</b>	T1AL - 250V
<b>Classificazione elettrica</b>	Classe II Tipo BF
<b>Potenza</b>	18W
<b>Pressione erogata</b>	40-100 mmHg
<b>Uscita d'aria</b>	6-7 l/min
<b>Rumorosità</b>	32-34 dbA
<b>Tempo di un ciclo completo</b>	6 Min
<b>Grado di Protezione</b>	IP 21

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Lunghezza Cavo Alimentazione	200 Cm
Peso Max Paziente	135 Kg
Confezionamento	Scatola di Cartone.
MATERIALI PRINCIPALI	
Materasso	PVC Medicaie
DIMENSIONI	
Dimensioni compressore	27x13x10,5 cm
Peso compressore	1,1 Kg
Dimensioni materasso (senza risvolti)	Circa 200x90x7,6 cm + 50 Cm Risvolto
Peso materasso	2,3 Kg
Altezza cella gonfia	7,6 cm
Spessore totale materiale	0,70 mm
Numero Celle	130
Confezionamento	Scatola di Cartone.
COMPONENTI	
LAR052	Materasso a bolle
LAR242	Compressore