

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 19.04.2016	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RA411	Pallone per rianimazione monouso in PVC
-------	---

Destinazione d'uso

Palloni per ventilazione manuale

Caratteristiche principali

Pallone rianimatore in PVC monouso. Disponibile nella versione adulti con volume di ventilazione di 1800ml, fornito di serie con la speciale valvola di sicurezza con limitatore di sovrappressione a 60cm H₂O.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	HEADSTAR MEDICAL PRODUCTS CO. LTD.
Paese di produzione	TAIWAN
Classe di dispositivo 93/42	Classe IIA
Codice di classificazione GMDN	17591
Codice di classificazione CND	R03020201

CARATTERISTICHE TECNICHE

Volume	1800 ml
Limitatore	60 cm/H ₂ O
Lattice / Ftalati	Assenti

MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO

Composizione	PVC
--------------	-----