

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 02 – 28.06.2016	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RP182X	Collare cervicale morbido
--------	---------------------------

Destinazione d'uso

Ausilio destinato al trattamento delle tensioni, contratture o stiramenti dei muscoli cervicali, e comunque a lievi traumi del collo o per il sollievo muscolare del collo.

Caratteristiche principali

Realizzati in gommapiuma 100%, ideali da indossare durante la notte, e rivestiti in maglia anallergica in poliammide 100%, completamente lavabili e regolabili in lunghezza grazie alla chiusura con sistema Velcro per meglio soddisfare le esigenze dell'utilizzatore.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	TAIWAN
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41039
Codice di classificazione CND	Y060312
Repertorio dei Dispositivi Medici	27567
Codice nomenclatore	06.03.12.003

CARATTERISTICHE

Misure disponibili	5
Confezionamento	Polietilene.

MATERIALI PRINCIPALI

Interno	Gommapiuma 100%
Esterno	Maglia anallergica in poliammide 100%



INDICAZIONI LAVAGGIO

<i>Lavare a mano. Temperatura Max 40° Risciacquare delicatamente senza strizzare</i>	<i>Non usare prodotti a base di cloro Non Stirare Asciugare disteso su superficie piana</i>
--	---

VARIANTI PRODOTTO

RP182XS	RP182S
RP182M	RP182L
RP182XL	

DIMENSIONI

Codici prodotto	RP182S-06	RP182S-08	RP182S-10	RP182M-06	RP182M-08	RP182M-10	RP182L-06	RP182L-08	RP182L-10
 L:	40 cm			44 cm			48 cm		
 H:	6 cm	8 cm	10 cm	6 cm	8 cm	10 cm	6 cm	8 cm	10 cm