SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo **STD**
	Rev. 03 – 03.11.2026

MO765	Paravento in legno e cotone sanforizzato 3 ante

Destinazione d'uso

Arredamento in legno per ambulatorio medico

Caratteristiche principali

Paravento con struttura in legno e 3 ante in cotone sanforizzato. Verniciatura con prodotti all'acqua.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	*MORETTI S.P.A.*
Paese di produzione	*ITALIA*
Classe di dispositivo	*Classe I*
Codice Classificazione CND	*V0899*
Repertorio dei Dispositivi Medici	*3105137*
Conformità CE	*Regolamento UE 2017/745*
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Dimensioni	*193 x 170h Cm*
Larghezza anta	*64 Cm*
Peso	*10 Kg*
MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	*Legno Kokò*
Ante	*Cotone Sanforizzato*
ACCESSORI OPZIONALI	
MO797	*Anta Opzionale*