SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo **STD**
	Rev. 06 – 03.11.2026

RP200	Fascia Pettorale – KOALA

Destinazione d'uso

Dispositivo indicato per evitare lo scivolamento in avanti e per favorire il contenimento di pazienti seduti su carrozzina, sedia comoda o seggiolone.

Caratteristiche principali

Indicata per evitare lo scivolamento in avanti e per favorire il contenimento di pazienti seduti su carrozzina o sedia comoda. La fascia è particolarmente confortevole grazie al tessuto imbottito col quale è stata realizzata. Dotata di nastro regolabile in lunghezza e chiusure a clip che consentono un rapido e corretto posizionamento per qualsiasi corporatura su tutti i modelli di carrozzine, sedie comode o seggioloni, nonché un rapido sgancio in caso di emergenza.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI	
Fabbricante	*MORETTI S.P.A.*
Paese di produzione	*CINA*
Classe di dispositivo	*Classe I*
Codice GMDN	*13356*
Codice Classificazione EMDN - CND	*Y122406*
Repertorio dei Dispositivi Medici	*3105387*
Codici nomenclatore DM 332/99	*12.24.06.136 / 12.24.06.103* *Il codice ISO cambia in base al prodotto principale*
Codici nomenclatore DPCM 12.01.2017	*12.27.91.012 / 18.09.91.012* *Il codice ISO cambia in base al prodotto principale*
Conformità CE	*Regolamento UE 2017/745*
MATERIALI	
Imbottitura	*Poliuretano*
Rivestimento	*Poliestere*
Nastri di fissaggio	*Poliestere*
CARATTERISTICHE	
Punti di fissaggio	*1*
Misura	*Unica*
Lavaggio	*A mano 30°*

DIMENSIONI PRODOTTO

