SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo **STD** Rev. 02 – 06.11.2026

RP215	Cintura pettorale a corpetto a farfalla KOALA

Destinazione d'uso

Sistema di contenzione indicato per evitare lo scivolamento in avanti e favorire il contenimento del busto di pazienti seduti su carrozzina o sedia comoda

Caratteristiche principali

Cintura pettorale a corpetto con forma a farfalla della linea KOALA by Moretti, particolarmente confortevole grazie al tessuto imbottito con cui è realizzata.
Dotata di nastri regolabili in lunghezza con attacco rapido su supporto ad X e di chiusure a clip, che consentono un posizionamento rapido e corretto per qualsiasi corporatura su tutti i modelli di carrozzine, sedie comode o seggioloni, oltre a un rapido sgancio in caso di emergenza.
Misura unica.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI	
Fabbricante	*MORETTI S.P.A.*
Paese di produzione	*CINA*
Classe di dispositivo	*Classe I*
Codice GMDN	*13356*
Codice Classificazione CND	*Y122406*
Numero RDM	*3105392*
Codice Nomenclatore DM 332/99	*12.24.06.139*
Codice Nomenclatore DPCM 12.01.2017	*12.27.91.015*

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Tessuto esterno	*Poliestere*
Rinforzi e nastri	*Poliestere*
Imbottitura	*Poliuretano*
Fissaggio	*Nastri regolabili, supporto ad X, clip a sgancio rapido*
Taglia	*Misura unica*

PULIZIA E GARANZIA	
Lavaggio	*A mano, temperatura massima 30 °C*
Avvertenze di lavaggio	*Non candeggiare, non stirare, non asciugare in asciugatrice*
Disinfezione	*Evitare solventi e prodotti acidi o alcalini (es. acetone, diluente)*

DIMENSIONI PRODOTTO
