| SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO | Modulo **STD** |
|---|---|
| | Rev. 05 – 03.11.2026 |

| RP225 | Cintura pelvica di contenimento fasce separate - KOALA |
|---|---|

***Destinazione d'uso***

Dispositivo indicato per evitare lo scivolamento in avanti e per favorire il contenimento di pazienti seduti su carrozzina, sedia comoda o seggiolone.

## Caratteristiche principali

Indicate per evitare lo scivolamento in avanti del bacino dei pazienti seduti su carrozzina o sedia comoda, mantiene le gambe divaricate. Sagomata per garantire una divaricazione ed un contenimento più confortevole. Il **comfort** della cintura è inoltre **garantito** dal tessuto imbottito col quale è stata realizzata. Dotata di **nastri regolabili** in lunghezza e chiusure a clip che consentono un rapido e corretto posizionamento per qualsiasi corporatura su tutti i modelli di carrozzine, sedie comode o seggioloni, nonché un **rapido sgancio** in caso di emergenza.

## Immagine prodotto



| RIFERIMENTI | |
|---|---|
| **Fabbricante** | *MORETTI S.P.A.* |
| **Paese di produzione** | *CINA* |
| **Classe di dispositivo** | *Classe I* |
| **Codice GMDN** | *13356* |
| **Codice Classificazione EMDN - CND** | *Y122406* |
| **Repertorio dei Dispositivi Medici** | *3105400* |
| **Codici nomenclatore DM 332/99** | *12.24.39.163* |
| **Codici nomenclatore DPCM 12.01.2017** | *12.27.91.012* |
| **Conformità CE** | *Regolamento UE 2017/745* |
| **MATERIALI** | |
| **Imbottitura** | *Poliuretano* |
| **Rivestimento** | *Poliestere* |
| **Nastri di fissaggio** | *Poliestere* |
| **CARATTERISTICHE** | |
| **Punti di fissaggio** | *2* |
| **Misura** | *Unica* |
| **Lavaggio** | *A mano 30°* |

## DIMENSIONI PRODOTTO

