SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo **STD** Rev. 06 – 03.11.2026

RP240	Fascia ferma polso - KOALA

Destinazione d'uso

Dispositivo indicato per evitare lo scivolamento in avanti e per favorire il contenimento di pazienti seduti su carrozzina, sedia comoda o seggiolone.

Caratteristiche principali

*Indicata per il contenimento del polso di pazienti seduti su carrozzina o sedia comoda adatta. La fascia è **particolarmente confortevole** grazie al tessuto imbottito col quale è stata realizzata, con un robusta e forte chiusura regolabile a velcro. Il fissaggio alla carrozzina è facilitato da un altro nastro con **chiusura regolabile a velcro.***

Immagine prodotto



RIFERIMENTI	
Fabbricante	*MORETTI S.P.A.*
Paese di produzione	*CINA*
Classe di dispositivo	*Classe I*
Codice GMDN	*13356*
Codice Classificazione EMDN – CND	*Y122406*
Repertorio dei Dispositivi Medici	*3105403*
Codici nomenclatore DM 332/99	*12.24.06.139 (Riconducibile)*
Codici nomenclatore DPCM 12.01.2017	*18.09.91.108*
Conformità CE	*Regolamento UE 2017/745*
MATERIALI	
Imbottitura	*Poliuretano*
Rivestimento	*Poliestere*
Nastri di fissaggio	*Poliestere*
CARATTERISTICHE	
Punti di fissaggio	*1 + 1 in velcro*
Misura	*Unica*
Lavaggio	*A mano 30°*

DIMENSIONI PRODOTTO



