SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo **STD** Rev. 04 – 03.11.2026

RP440	Rialzi per water per bidet in E.V.A. - MOPEDIA

Destinazione d'uso

Rialzo per water

Caratteristiche principali

Il disegno ergonomico della seduta offre un maggior comfort all'utente grazie alla riduzione della pressione di appoggio. Il profilo della seduta con una leggera inclinazione negativa facilita una postura corretta, riduce la flessione dell'anca e delle ginocchia. Antimacchia, Resistente, Anti-shock. Costruito in EVA (Etilene Vinile Acetato), materiale che permette di essere lavato facilmente è da un confort assoluto. Altezza 10 Cm.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	*MORETTI SPA*
Paese di produzione	*ITALIA*
Classe di dispositivo	*Classe I*
Codice di classificazione GMDN	*31057*
Codice di classificazione EMDN - CND	*Y091209*
Repertorio dei Dispositivi Medici	*3105409*
Conformità CE	*Regolamento UE 2017/745*

MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE

Composizione	*E.V.A. – Etilene Vinile Acetato*

DIMENSIONI E PESO

L: 346 mm	P: 463 mm	H: 100 mm	1,5 kg