SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo **STD**
	Rev. 04 – 11.09.2026

RS817	Sedile rotondo per bagno

Destinazione d'uso

Ausilio per facilitare la seduta di persone disabili o con difficoltà motorie durante le operazioni di pulizia in bagno

Caratteristiche principali

Sedile da bagno e/o doccia, costruito in alluminio anodizzato, sedile in polietilene, materiali interamente antiruggine. Puntali in gomma antiscivolo. Regolabile in altezza.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	*MORETTI S.P.A.*
Paese di produzione	*CINA*
Classe di dispositivo	*Classe I*
Codice di classificazione GMDN	*34936*
Codice di classificazione CND	*Y091203*
Repertorio dei Dispositivi Medici (RDM)	*3078067*
Conformità CE	*2017/745 (MDR)*
Norma tecnica di riferimento	*UNI EN 12182*
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max sopportabile	*110 kg*
Confezionamento	*Polietilene stampato / Scatola di Cartone.*
MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	*Alluminio anodizzato*
Sedile	*Polietilene*
Puntali	*Gomma Antiscivolo*

DIMENSIONI	
Larghezza	*35 Cm*
Profondità	*35 Cm*
Seduta	*31 Cm – Rotonda*
Altezza Seduta	*36 – 53,5 Cm*
Peso	*1,5 Kg*
Le misure si riferiscono alle dimensioni di massimo ingombro	