SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo **STD**
	Rev. 08 – 11.09.2026

RS827	Sedile per bagno

Destinazione d'uso

Ausilio da bagno e/o doccia per seduta.

Caratteristiche principali

Con struttura in alluminio anodizzato, seduta e schienale (dove presente) in HDPE (polietilene ad alta densità). Regolabili in altezza per una maggiore adattabilità. Puntali in gomma antiscivolo. Montaggio senza attrezzi.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	*MORETTI S.P.A.*
Paese di produzione	*CINA*
Classe di dispositivo	*Classe I*
Codice di classificazione GMDN	*34936*
Codice di classificazione CND	*Y091203*
Repertorio dei Dispositivi Medici (RDM)	*3078078*
Conformità CE	2017/745 (MDR)
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Numero di incrementi in altezza	*8*
Peso Max sopportabile	*136 kg*
Altezza degli incrementi	*2,5 Cm*
Confezionamento	*Polietilene stampato / Scatola di Cartone con maniglia.*
MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	*Alluminio anodizzato*
Sedile	*Polietilene HDPE*
Puntali	*Gomma Antiscivolo*

DIMENSIONI	
RS827	
*DIMENSIONI:	L: 46 CM P: 46 CM H: 45÷64 CM
SEDUTA:	51 X 31 X H45÷64 CM
PORTATA MASSIMA:	136 KG

(*) Le misure si riferiscono alle dimensioni di massimo ingombro