SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo **STD**
	Rev.06 – 11.09.2026

RS838-9	Sedile per bagno con braccioli

Destinazione d'uso

Ausilio da bagno e/o doccia per seduta.

Caratteristiche principali

Con struttura in alluminio anodizzato, seduta e schienale (dove presente) in HDPE (polietilene ad alta densità). Regolabili in altezza per una maggiore adattabilità. Braccioli estraibili. Puntali in gomma antiscivolo. Montaggio senza attrezzi.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	*MORETTI S.P.A.*
Paese di produzione	*CINA*
Classe di dispositivo	*Classe I*
Codice di classificazione GMDN	*34936*
Codice di classificazione CND	*Y091203*
Repertorio dei Dispositivi Medici (RDM)	*RS838 - 3078135*
	RS839 - 3078138
Conformità CE	*2017/745 (MDR)*
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Numero di incrementi in altezza	*8*
Peso Max sopportabile	*136 kg*
Altezza degli incrementi	*2,5 Cm*
Confezionamento	*Polietilene stampato / Scatola di Cartone.*
MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	*Alluminio anodizzato*
Sedile	*Polietilene HDPE*
Puntali	*Gomma Antiscivolo*

VARIANTI	
RS838 – Senza Schienale	**RS839 – Con Schienale**

DIMENSIONI

RS838

*DIMENSIONI:	L: 46 CM P: 40 CM H: 47÷66 CM
SEDUTA:	41 X 34 X H47÷66 CM
PORTATA MASSIMA:	136 KG

RS839

*DIMENSIONI:	L: 46 CM P: 40 CM H: 80÷99 CM
SEDUTA:	41 X 34 X H47÷66 CM
PORTATA MASSIMA:	136 KG

(*) Le misure si riferiscono alle dimensioni di massimo ingombro