SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo **STD**
	Rev. 05 – 03.11.2026

RS97x/xx	Maniglioni da bagno

Destinazione d'uso

Dispositivo per il bagno destinato ad aiutare persone con difficoltà motoria.

Caratteristiche principali

Le impugnature da muro della linea Mopedia by Moretti sono un dispositivo creato per persone con difficoltà motorie e consentono al paziente di alzarsi e di sedersi sul wc più facilmente. Le impugnature hanno la struttura in tubo in PVC estruso con le parte terminali in ABS stampato. Due diametri disponibili i **Ø 32mm o 36mm**. Piastre di fissaggio a parete. Utilizzabili sia orizzontali che verticali.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	*MORETTI S.P.A.*
Paese di produzione	*TAIWAN*
Classe di dispositivo	*Classe I*
Codice di classificazione GMDN	*35584*
Codice di classificazione CND	*Y093399*
Repertorio dei Dispositivi Medici	*3105671*
Conformità CE	*Regolamento UE 2017/745*
MATERIALI PRINCIPALI	
Tubo centrale	*PVC*
Parte terminale	*ABS*
VARIANTI	
RS972/30 – Diametro 36 mm Lunghezza 30 cm	RS972/45 – Diametro 36 mm Lunghezza 45 cm
RS972/60 – Diametro 36 mm Lunghezza 60 cm	