SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo **STD**
	Rev. 07 – 30.10.2026

RS990	Vassoio da letto pieghevole reclinabile

Destinazione d'uso

Vassoio da letto destinato principalmente a persone con difficoltà motorie, in particolare allettate, per il consumo dei pasti a letto o in poltrona. Utilizzabile sia in ambito ospedaliero che domiciliare.

Caratteristiche principali

Vassoio da letto con gambe pieghevoli e piano reclinabile in tre posizioni. Telaio in acciaio verniciato, piano in laminato antigraffio con bordo di contenimento in polipropilene e bordo antiurto e antitaglio in polietilene. Fornito già montato. Colori disponibili: Marrone Naturale, Marrone Scuro.

Immagine prodotto





RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	*MORETTI S.P.A.*
Paese di produzione	*CINA*
Classe di dispositivo	*Classe I*
Codice di classificazione GMDN	*31220*
Codice di classificazione CND	*Y1803*
Conformità CE	*Regolamento (UE) 2017/745 (MDR)*
Norma di riferimento	*UNI EN 12182*
Repertorio dei Dispositivi Medici (RDM)	*3092948*
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Confezionamento	*Polietilene stampato / Scatola di Cartone.*
MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	*Acciaio verniciato*
Piano	*Laminato plastico antigraffio*
Bordo di contenimento	*Polipropilene*
Bordo antiurto e antitaglio	*Polietilene*

VARIANTI	
RS990x	*Da letto pieghevole, piano reclinabile in tre posizioni*
X = COLORE	*M – Marrone scuro N – Marrone naturale*
DIMENSIONI E PESI	
Piano (L x P)	*60,5 x 39 Cm*
Altezza	*24 Cm*
Peso	*3,5 Kg circa*
Portata massima	*5 Kg circa*
CODICI	
RS990N	**RS990M**