SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo **STD**
	Rev. 04 – 30.10.2026

ST362	Cuscino cervicale da viaggio Memory Foam – KYARA

Destinazione d'uso

Dispositivo destinato a dare sollievo al paziente durante la seduta in caso di decorsi post-operatori, piaghe da decubito, emorroidi e prostata congestionata.

Caratteristiche principali

Cuscino cervicale stampato in memory foam che si modella alla forma della testa e del collo, creando un supporto perfetto e distribuendo uniformemente la pressione così da garantire una corretta postura della colonna vertebrale durante il sonno alleviando la pressione sul collo e offrendo sollievo alle spalle. Indicato in caso di mal di testa, dolore al collo, dolore alla spalla e insonnia. Completo di fodero completamente removibile.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	*MORETTI S.P.A.*
Paese di produzione	*CINA*
Classe di dispositivo	*Classe I*
Conformità CE	*Regolamento (UE) 2017/745 (MDR)*
Codice di classificazione GMDN	*41571*
Codice di classificazione CND	*V080302*
Repertorio dei Dispositivi Medici (RDM)	*3092960*
MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE	
Imbottitura	*Poliuretano (Memory Foam)*
Rivestimento	*100% Poliestere – fodera removibile*
Resistenza all'accensione	*EN 1021-1*
MISURE	
Larghezza x Profondità x Altezza	*25 x 30 x 9/11 Cm*
PULIZIA	
Fodera	*Lavaggio a mano, max 40 °C. Non candeggiare, non lavare a secco, non asciugare in asciugatrice, non stirare*
Imbottitura	*Non lavabile*