SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo **STD**
	Rev. 04 – 30.10.2026

ST363	Cuscino per C-PAP Memory Foam – KYARA

Destinazione d'uso

Dispositivo destinato a dare sollievo al paziente durante la seduta in caso di decorsi post-operatori, piaghe da decubito, emorroidi e prostata congestionata.

Caratteristiche principali

Cuscino in PU Memory Foam per maschere (NIV, C-PAP) è possibile dormire comodamente sia supini che sul fianco grazie alla sua forma anatomica. La confortevole imbottitura in schiuma poliuretanica in Memory Foam e la fodera di soffice cotone naturale consentono di appoggiare la testa su un materiale morbido in grado di adattarsi naturalmente alla sua conformazione. Il cuscino per maschere riduce il rischio di perdite d'aria dovute al suo appoggio sul cuscino; sostiene la testa, il collo e le spalle, fornendo al contempo un corretto posizionamento del tratto respiratorio riducendo la possibilità di apnee posturali e di migliorare la qualità del sonno.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	*MORETTI S.P.A.*
Paese di produzione	*CINA*
Classe di dispositivo	*Classe I*
Conformità CE	*Regolamento (UE) 2017/745 (MDR)*
Codice di classificazione GMDN	*41571*
Codice di classificazione CND	*V080302*
Repertorio dei Dispositivi Medici (RDM)	*3092967*
MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE	
Imbottitura	*Poliuretano (Memory Foam)*
Rivestimento	*100% Cotone – fodera removibile*
Resistenza all'accensione	*EN 1021-1*
MISURE	
Larghezza x Profondità x Altezza	*55 x 37 x 7/12 Cm*
PULIZIA	
Fodera	*Lavaggio a mano, max 40 °C. Non candeggiare, non lavare a secco, non asciugare in asciugatrice, non stirare*
Imbottitura	*Non lavabile*