SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo **STD**
	Rev. 04 – 30.10.2026

AU12x	Pinze da presa

Destinazione d'uso

Ausilio per facilitare la presa di oggetti da parte di persone con difficoltà motorie.

Caratteristiche principali

Pinze prensili in alluminio anodizzato e materiale plastico per persone con una ridotta capacità

Immagine del prodotto



RIFERIMENTI


Fabbricante	*MORETTI S.P.A.*
Paese di produzione	*CINA*
Classe di dispositivo	*Classe I*
Codice GMDN	*30096*
Codice Classificazione CND	*Y242103*
Conformità CE	*MDR 2017/745*
Numero di Repertorio (RDM)	3076018 (AU120)
	3104261 (AU121)
	3076020 (AU122)
	3076022 (AU123)

MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Alluminio
Impugnatura	*ABS*

DIMENSIONI PRODOTTO

15. CARATTERISTICHE TECNICHE


15.1 AU120 Pinza prensile testa orientabile e magnetica - 67cm



1. Magnete
2. Gancio
3. Testa orientabile
4. Tubo principale
5. Impugnatura con grilletto

Specifiche tecniche
- Tubo: alluminio anodizzato
- Rivestimento interno pinza: gomma antiscivolo
- Impugnatura: nylon
- Grilletto: ABS


15.2 AU121 Pinza prensile testa orientabile con ventose e supporto antibrachiale - 55cm



1. Ventose
2. Testa girevole
3. Tubo principale
4. Impugnatura
5. Grilletto
6. Supporto antibrachiale
7. Pulsanteblocaggio

Specifiche tecniche
- Tubo: alluminio anodizzato
- Testa: con ventosa in gomma
- Maniglia: ergonomica in ABS
- Supporto antibrachiale: in PC (policarbonato)
- Larghezza forcella: 215mm
- Grilletto: ABS e TPR (thermo poli rock)


15.3 AU122 Pinza prensile testa orientabile - 71cm



1. Testa
2. Tubo principale
3. Grilletto
4. Impugnatura

Specifiche tecniche
- Tubo: alluminio anodizzato
- Testa: con parti in ABS rivestite in gomma morbida
- Maniglia: ergonomica in PP (polipropilene) e TPR (thermo poli rock)
- Larghezza forcella: 100mm
- Grilletto: PP (polipropilene)

15.4 AU123 Pinza prensile - 74cm



1. Testa
2. Tubo principale
3. Grilletto
4. Impugnatura

Specifiche tecniche
- Tubo: alluminio anodizzato
- Testa: con gomma antiscivolo
- Maniglia: ergonomicain PP (polipropilene) e TPR (thermo poli rock)
- Larghezza della forcella: 90mm
- Grilletto: PP (polipropilene)

Portata	*2 Kg*