SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo **STD** Rev. 04 – 30.10.2026

CR503	Rampa fissa portatile

Destinazione d'uso

Le rampe sono destinate all'abbattimento delle barriere architettoniche per le persone con difficoltà motorie.

Caratteristiche principali

Le rampe portatili sono indicate per l'abbattimento delle barriere architettoniche sia dentro che fuori casa, in viaggio o nelle semplici attività giornaliere. Struttura in alluminio antiscivolo, antiruggine con maniglia per il trasporto. Cerniere in acciaio inox

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	*MORETTI S.P.A.*
Paese di produzione	*CINA*
Classe di dispositivo	*Classe I*
Codice di classificazione GMDN	*30040*
Codice di classificazione CND	*Y183015*
Repertorio dei Dispositivi Medici	*3104461*
Conformità CE	*Regolamento UE MDR 2017/745*
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	*18.30.15.006*

CARATTERISTICHE	
Peso Max sopportabile	*272 kg*
Materiale	*Alluminio*

PESO E DIMENSIONI	
Profondità	*73 Cm*

VARIANTI			
CR503-1		**CR503-2**	
Lunghezza	*61 Cm*	**Lunghezza**	*213 Cm*
Peso	*5 Kg*	**Peso**	*17,5 Kg*