SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo **STD** Rev. 03 – 03.11.2026

RP182X	Collare cervicale morbido

Destinazione d'uso

Ausilio destinato al trattamento delle tensioni, contratture o stiramenti dei muscoli cervicali, e comunque a lievi traumi del collo o per il sollievo muscolare del collo.

Caratteristiche principali

Realizzati in gommapiuma 100%, ideali da indossare durante la notte, e rivestiti in maglia anallergica in poliammide 100%, completamente lavabili e regolabili in lunghezza grazie alla chiusura con sistema Velcro per meglio soddisfare le esigenze dell'utilizzatore.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	*MORETTI S.P.A.*
Paese di produzione	*TAIWAN*
Classe di dispositivo	*Classe I*
Codice di classificazione GMDN	*41039*
Codice di classificazione CND	*Y060312*
Repertorio dei Dispositivi Medici	*3105358*
Codice nomenclatore	*06.03.12.003*
Conformità CE	*Regolamento UE 2017/745*

CARATTERISTICHE	
Misure disponibili	*5*
Confezionamento	*Polietilene.*

MATERIALI PRINCIPALI	
Interno	Gommapiuma 100%
Esterno	Maglia anallergica in poliammide 100%

INDICAZIONI LAVAGGIO	
Lavare a mano. *Temperatura Max 40°* *Risciacquare delicatamente senza strizzare*	*Non usare prodotti a base di cloro* *Non Stirare* *Asciugare disteso su superficie piana*

VARIANTI PRODOTTO	
RP182XS	**RP182S**
RP182M	**RP182L**
RP182XL	

DIMENSIONI									
Codici prodotto	RP182S-06	RP182S-08	RP182S-10	RP182M-06	RP182M-08	RP182M-10	RP182L-06	RP182L-08	RP182L-10
L:	40 cm			44 cm			48 cm		
H:	6 cm	8 cm	10 cm	6 cm	8 cm	10 cm	6 cm	8 cm	10 cm